




**PACKINOV**

## CHANGEMENT DU KIT 41JON013




**ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT**



- 1 Placer la clé de 24 sur les plats du galet
- 2 Placer la clé de 5,5 sur les plats en bout de tige
- 3 Dévisser l'ensemble



- 4 Déposer les pièces comme sur la photo **en prenant garde au sens de montage des pièces.**



- 5 Repérer les 4 joints toriques **A** à remplacer (2 par diabolo) et un joint plat **B**.

B – 1 joint plat

A – 4 joints toriques



- 6 Extraire les petits joints toriques à l'aide du petit tournevis plat. Passer derrière le joint afin de le sortir de son logement.



- 7 Enlever le joint plat avec la pince à bec en tirant dessus, et l'extraire de son logement.

**8 Remontage : Procédez aux mêmes étapes en sens inverse**

- **GRAISSER LA TIGE AVANT CHAQUE REMONTAGE DES DIABOLOS (valable aussi après nettoyage).**
- **Pour le resserrage du galet sur la tige, serrer doucement jusqu'à être en butée et serrer d'un 1/16 de tour.**
- Le joint plat restant se monte sur la buse, et le joint racleur rouge se monte sur la tête liquide.


### Liste des outils nécessaires

- Clé plate de 24
- Clé plate de 5,5
- Le kit 41JON013
- La tige stop-goutte
- La buse
- Graisse alimentaire
- Pince à bec plat



### Composition du kit 41JON013

- A** - 1x 30JON503
- B** - 1x 30JON505
- C** - 4x 30JON057
- D** - 1x 30JON302



PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous**  
au 04 72 25 95 09 ou sur [sav@packinov.fr](mailto:sav@packinov.fr)

DOSAGE

THERMOSCELLAGE

CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

OPERCULES

Parc d'activités de 2B  
58, chemin du Dérontet  
01380 Bellignoux – France

**PACKINOV**

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tél : +33 (0)4 72 25 95 09  
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24  
[sav@packinov.fr](mailto:sav@packinov.fr)